

FARMACIA PERELLO
LABORATORIO FORMULACIÓN MAGISTRAL



ENVASE SAMIX UNODOSE

ENVASE SAMIX UNODOSE

Nuevo **envase SAMIX** que permite tanto **mezclado** como **dosificación** precisas **en el mismo envase**. Este nuevo envase permite ahorrar tiempo y facilitar la labor del formulista al ser el primer dosificador en la industria capaz de ser utilizado, a su vez, como frasco de mezclado para los agitadores SAMIX.

Además presenta varias **ventajas** para el paciente:

VENTAJAS PARA EL PACIENTE

- Permite una fácil y precisa aplicación de la crema sin necesidad de manipulación.
- Cinco aperturas de descarga para una aplicación uniforme.
- Indicadores de dosificación acústicos, táctiles y visuales para una dosificación precisa.
- La tapa de cierre protege contra derrames accidentales.
- Pantalla clara y visible para post-prescripción.

La **tapa protectora** se bloquea de forma segura para un fácil almacenamiento y transporte.



El **aplicador** ofrece en su diseño cinco aberturas que permiten una dispensación y aplicación uniformes sin necesidad manipular el contenido.



El **borde roscado** permite cerrar el frasco con la tapa Samix de 20-30 ml, para permitir el mezclado dentro del aplicador.



Escala de fácil lectura tanto para farmacéuticos como para pacientes

El innovador **sistema de accionamiento** mecánico permite un cebado rápido y una dispensación precisa.

La **rosca dosificadora** hace subir el elevador para dispensar la dosis, alertando al usuario con medios perceptivos (tacto, vista y sonido).

ESPECIFICACIONES:

Cantidad de dosificación: 0,25 ml por cuarto de vuelta (clic) del botón dosificador

Volumen útil: 42 ml

Volumen residual: 1,5 ml

Color: Blanco

Materiales de contacto: Poliolefinas sin ftalatos ni bisfenol (BPA)

Protección UV: Materiales inhibidores de UV en el plástico del contenedor permiten el procesamiento de ingredientes sensibles a la luz

Este envase desechable dispensa un volumen medido de una formulación para su aplicación directa sobre la piel. Además, actúa como recipiente directo de producción para formulaciones usando los agitadores estándar y desechables en los dispositivos Samix.



El aplicador **UnoDose** se puede utilizar para una variedad de formulaciones de absorción tópica o transdérmica, tales como:

- Hormonas
- Analgésicos
- Narcóticos
- Quimioterápicos
- Psicotrópicos
- Inmunomoduladores
- Antiinflamatorios
- Medicamentos vasoactivos

En definitiva, todas aquéllas que requieran precisión y exactitud en las dosis.





CÓMO SOLICITAR LAS PREPARACIONES

- 1 Envío de la receta al laboratorio por Whatsapp, email o fax.
- 2 Nos ponemos en contacto con usted para informar del PVP, en caso de solicitarlo.
- 3 El cobro puede realizarse cómodamente por **transferencia bancaria, tarjeta de crédito o contrareembolso**.
- 4 Tras esto, **generamos el parte de trabajo** para el laboratorio, prospecto para el paciente, etiqueta y factura / albarán.
- 5 **Elaboramos la fórmula** bajo la normativa GMP.
- 6 Empaquetamos y **enviamos al cliente**. Tiempo habitual para la recepción, de 24 a 48 horas.

CONTACTA CON NOSOTROS



960 261 670 - 601 903 733

info@farmacialaboratorioperello.es
laboratorio@farmacialaboratorioperello.es

C/ Virgen de los Desamparados 6
46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

ENTREGA DE LOS PEDIDOS



Según acuerdo con Farmacia dispensadora

FARMACIA PERELLO

LABORATORIO FORMULACIÓN MAGISTRAL

C/ Virgen de los Desamparados 6 - 46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

960 261 670 - 601 903 733



info@farmacialaboratorioperello.es
laboratorio@farmacialaboratorioperello.es